

Моноклональное Антитело Против Cd276/B7-H3 Для Проточной Цитометрии — Q5Zpr3-2

Артикул: CM0010374

введение

Конъюгированное с флуоресцентным красителем кроличье моноклональное антитело против CD276/B7-H3 человека/мыши, предназначенное для проточной цитометрии (ПЦ). Иммуноген — рекомбинантный фрагмент (а.о. 29–245). Реагирует с костимуляторной молекулой B7-H3. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против CD276/B7-H3 человека/мыши
Примечания/Синонимы	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; антиген CD276
Вид	Человек
ИД гена (человек)	80381
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 29–245 человеческого CD276/B7-H3 (NP_079516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33 кДа/52 кДа/57 кДа
Доставка	С ледяным пакетом