

Поликлональное Антитело Anti-Cd276/B7-H3 Для Wb, Игх-П, Ифа — Q5Zpr3

Артикул: CM0021141

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD276/B7-H3 (B7-H3, B7RP-2, 4Ig-B7-H3) для WB, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает мембранный белок массой 57 кДа, участвующий в регуляции иммунного ответа Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD276/B7-H3, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	80381
GeneID	80381
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 29-245 человеческого CD276/B7-H3 (NP_079516.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5ZPR3
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент