


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd28 Для Wb, Fc, Elisa - P10747

Артикул: CM0002743



введение

Кроличье мАб против CD28, валидированное для вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА. Распознает CD28 человека, мыши и крысы; ~25 кДа. Необходимый инструмент для исследований активации Т-клеток и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD28
Примечания/Псевдоним	Tr44; CD28
Вид	Человек
GeneID (Человек)	940
GeneID	940
Иммуноген	Рекомбинантный белок полной длины CD28 человека (P10747).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10747
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Со льдом