

Кроличья Полноклональная Антитела Polymab® Против Cd298/Atp1B3 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P54709

Артикул: CM0002410

введение

Кроличье моноклональное антитело против CD298/ATP1B3 — бета-3-субъединицы АТФазы, транспортирующей натрий/калий. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD298/ATP1B3 Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Вид	Человек
GeneID (человек)	483
GeneID	483
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 180–279 человеческого ATP1B3 (P54709)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P54709
Молекулярная масса белка	22 кДа/32 кДа
Доставка	Холодильный пакет