


Поликлональное Антитело Anti-Cd2Bp2 Для Wb И Elisa — O95400

Артикул: CM0017508



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CD2BP2 (U5-52K), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Участвует в сплайсинге пре-мРНК и подходит для исследований сборки сплайсосомы и функции U5 snRNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD2BP2
Примечания/синонимы	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10421
GeneID	10421
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-341 человеческого CD2BP2 (NP_006101.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O95400
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом