

Моноклональное Антитело Против Cd3 Эпсилон Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Проточной Цитометрии (Fc), Elisa - P07766

Артикул: CM0006537



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на эпсилон-цепь CD3 человека (ТЗЕ/TCRE), валидировано для WB, IF-P, IHC-P, FC и ELISA. Идеально для исследований активации Т-клеток и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (Человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом