

, Кроличье Моноклональное Антитело К Cd3 Для Проточной Цитометрии — P07766

Артикул: CM0009746



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на эpsilon-цепь CD3 (23 кДа) Т-клеток человека, яванской макаки и макаки-резус. Предназначено для проточной цитометрии и позволяет проводить иммунофенотипирование и исследования активации Т-клеток в фундаментальных исследованиях и при разработке диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело к CD3 человека/обезьяны, мАб
Примечания/синонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака, макака-резус
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом