


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd30 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P28908

Артикул: CM0002424



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD30 (TNFRSF8). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, FC и ELISA. Идеально подходит для исследований лимфом и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к CD30
Примечания/псевдонимы	CD30; Ki-1; D1S166E
Вид	Человек
GeneID (человек)	943
GeneID	943
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-379 человеческого CD30 (NP_001234.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярная масса белка	14 кДа/50 кДа/63 кДа
Доставка	Хладоэлемент