


Моноклональное Кроличье Антитело Против Cd300A Для Wb, Fc, Elisa — Q9Ugn4

Артикул: CM0008587



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого CD300A (IRp60). Подходит для вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ELISA. Распознаёт ингибирующий рецептор на NK-клетках, тучных клетках и других иммунных клетках; выявляет несколько изоформ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD300a
Примечания/алиасы	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
Вид	Человек
GeneID	11314
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 18–178 человеческого CD300A (NP_009192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4
Молекулярная масса белка	33 кДа/20 кДа/12 кДа/16,5 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом