

Поликлональная Антитела Кролика Против Cd300A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Ugn4

Артикул: CM0017941



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому CD300A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на ингибиторный рецептор массой 33 кДа на NK-клетках, Т-лимфоцитах и тучных клетках. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD300A Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
Вид	Человек
ID гена (человек)	11314
ID гена	11314
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-180 человеческого CD300A (NP_009192.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Ледяной пакет