


Моноклональное Антитело Против Cd300A/C () Для Проточной Цитометрии — Q9Ugn4/Q08708

Артикул: CM0008811



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD300a/c, предназначено для проточной цитометрии. Подходит для профилирования иммунных клеток и функциональных исследований этого семейства ингибиторных рецепторов. Валидировано для применения в проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD300 а/с, мкА
Примечания/Синонимы	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Вид	Человек
ID гена (человек)	11314/10871
ID гена	11314/10871
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 18–178 человеческого CD300a (NP_009192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С хладагентами