


Поликлональное Антитело Anti-Cd300C Для Wb, Elisa - Q08708

Артикул: CM0012957



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD300C (молекула 6, подобная CMRF35). Валидировано для применений в WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD300C
Примечания/синонимы	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10871
Идентификатор гена	10871
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08708
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Хладагент