


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd300C Для Иф/Ицп, Пц, Ифа - Q08708

Артикул: CM0004126



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD300C, валидированное для ИФ/ИЦП, проточной цитометрии и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий внеклеточный домен (а.о. 21-183). Обнаруживает CD300C, иммунный рецептор лейкоцитов, экспрессируемый на моноцитах, нейтрофилах, Т- и В-клетках. Идеально подходит для иммунологических исследований и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против CD300C
Примечания/Псевдонимы	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10871
ID гена	10871
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-183 человеческого CD300C (NP_006669.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦП, ПЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08708
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка со льдом