

Поликлональное Антитело Anti-Cd300Lb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - A8K4G0

Артикул: CM0020451

введение

Поликлональное антитело кролика против CD300LB на основе рекомбинантного иммуногена для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознает CD300LB человека, мыши и крысы — активирующий иммунный рецептор на миелоидных клетках. Подходит для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD300LB Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124599
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-201 CD300LB человека (NP_777552.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	A8K4G0
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	В пакете со льдом