

Поликлональное Антитело Против Cd301/Clec10A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iun9

Артикул: CM0016849



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CD301/CLEC10A, С-тип лектинового рецептора, распознающего гликаны с терминальной GalNAc. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека и мыши, поддерживает исследования в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD301/CLEC10A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10462
GeneID	10462
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-180 человеческого CD301/CLEC10A (NP_878910.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IUN9
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом