


Поликлональные Антитела Кролика Против Cd304 Для Wb, Elisa — P97333

Артикул: CM0025310



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против мышинного CD304 (Нейропилин-1), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с антигенами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований ангиогенеза и развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD304 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8829
GeneID	18186
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P97333
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Хладоэлемент