


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd304/Нейропилину-1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Ифа - P97333

Артикул: CM0004214



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиногo CD304/Нейропилина-1, валидированная для WB, IF/ICC, IHC-P, ИФА. Реагирует с гомологами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области развития сердечно-сосудистой системы, ангиогенеза и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональная антитела кролика к CD304/Нейропилину-1
Примечания/алиасы	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Вид иммуногена	Мышь
ID гена (человек)	8829
ID гена	18186
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-856 мышиногo CD304/Нейропилина-1 (NP_032763.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P97333
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	С пакетом льда