

Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Cd305/Lair1 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - Q6Gtx8

Артикул: CM0004765



введение

Кроличья моноклональная антитела к лейкоцит-ассоциированному иммуноглобулин-подобному рецептору 1 человека (LAIR1/CD305). Валидирована для применения в WB, FC, ИФА. Идеально подходит для исследований сигнализации иммунных рецепторов и функции NK/T/B-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD305/LAIR1 кроличья мкАнт
Примечания/Алиасы	LAIR1; CD305; LAIR-1; лейкоцит-ассоциированный иммуноглобулин-подобный рецептор 1; CD305/LAIR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3903
GeneID	3903
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–163 человеческого CD305/LAIR1 (NP_002278.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6GTX8
Молекулярная масса белка	23 кДа/29 кДа/31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом