

Кроличья Моноклональная Антитела К Cd307b Для Вб, Иф/Икц, Фц, Ифа — Q96La5

Артикул: CM0011662

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD307b (FCRL2), идеально подходит для методов ВБ, ИФ/ИКЦ, ФЦ и ИФА в исследованиях развития В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к CD307b
Примечания/Синонимы	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Вид	Человек
ID гена (человеческий)	79368
ID гена	79368
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-395 человеческого CD307b (NP_110391.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96LA5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет