

Моноклональное Антитело К Cd31 (Конъюгат) Для Проточной Цитометрии - Q3Swt0

Артикул: CM0004212

введение

Кроличье моноклональное антитело к крысиному CD31, конъюгат , валидировано для проточной цитометрии. Обнаруживает тромбоцитарно-эндотелиальную клеточную адгезионную молекулу (PECAM1) для исследований миграции лейкоцитов и эндотелиальной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к крысиному CD31, мкАт
Примечания/Алиасы	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Вид реактивности	Крыса
ID гена (человек)	5175
ID гена	29583
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-585 крысиного CD31 (NP_113779.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q3SWT0
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет