

Моноклональное Антитело Anti-Cd31 (Pecam1) Для Проточной Цитометрии - Q3Swt0

Артикул: CM0006035

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против крысиного CD31/PECAM1, конъюгированное с ABflo 594 для проточной цитометрии. Валидировано для перекрестной реактивности с крысой. Идеально подходит для изучения трансэндотелиальной миграции лейкоцитов и адгезии эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Rat CD31 mAb
Примечания/Псевдоним	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	5175
GeneID	29583
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-585 крысиного CD31 (NP_113779.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q3SWT0
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом