


Поликлональное Кроличье Антитело Против Cd317 Для Wb И Elisa — Q8R2Q8

Артикул: CM0021904



введение

Поликлональное кроличье антитело против CD317/Bst2 мыши (антиген 2 стромальных клеток костного мозга) для применений в WB и ELISA. Подходит для изучения врождённого противовирусного иммунитета и механизмов ограничения вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD317 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Вид	Мышь
GeneID	69550
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-152 CD317 мыши (NP_932763.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8R2Q8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом