

Моноклональное Антитело Anti-Cd317/Bst2 Для Проточной Цитометрии — Q10589

Артикул: CM0006039



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD317/BST2 (тетерин/HM1.24), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований факторов противовирусного ограничения и множественной миеломы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD317/BST2
Примечания/синонимы	CD317; HM1.24; TETHERIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	684
GeneID	684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49–160 человеческого CD317/BST2 (NP_004326.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q10589
Молекулярная масса белка	18 кДа/19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом