

Моноклональное Антитело Против Cd31/Ресам1 (Арс/Cyanine7) Для Проточной Цитометрии - Q08481

Артикул: CM0006103

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с APC/Cyanine7, нацеленное на CD31/PECAM1 мыши/крысы. Валидировано для проточной цитометрии. Идеально для изучения адгезии эндотелиальных клеток, трансмиграции лейкоцитов и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье антитело против CD31/PECAM1 мыши/крысы, mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd31; Ресам; PECAM-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5175
ID гена	18613
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-220 мышиногo CD31 (NP_001292086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	69кДа/77кДа/80кДа/81кДа
Условия доставки	В сумке со льдом