

Моноклональное Антитело Против Cd31/Ресам1 (Биотин) Для Проточной Цитометрии - Q08481

Артикул: CM0008253

введение

Конъюгированное с биотином кроличье моноклональное антитело против мышиногo/крысиного CD31/PECAM1 для проточной цитометрии. Валидировано на мышах и крысах. Полезно для изучения адгезии эндотелиальных клеток, трансмиграции лейкоцитов и биологии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотинилированное кроличье антитело против мышиногo/крысиного CD31/PECAM1, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	Cd31; Ресам; PECAM-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5175
GeneID	18613
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-220 мышиногo CD31 (NP_001292086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	69кДа/77кДа/80кДа/81кДа
Условия доставки	В пакете со льдом