

## Мышинная Моноклональная Антитела К Cd31/Ресam1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284

Артикул: CM0004743



### введение

Моноклональная антитела, направленная на человеческий CD31/PECAM1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Демонстрирует перекрестную реактивность с мышью. Подходит для исследований адгезии эндотелиальных клеток, трансмиграции лейкоцитов и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Мышинная мАнт к CD31/PECAM1                                                                                        |
| Примечания/алиасы         | CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                            |
| ID гена (человек)         | 5175                                                                                                               |
| ID гена                   | 5175                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 630–738 CD31/PECAM1 (NP_000433.4) человека. |
| Источник                  | Мышь                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                            |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                      |
| SWISS                     | P16284                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 83 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Холодовая упаковка с льдом                                                                                         |