

Поликлональное Антитело Против Cd31/Ресам1 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — Q08481

Артикул: CM0026968

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против CD31/PECAM1, валидировано для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает PECAM1 мыши, человека и крысы — ключевую эндотелиальную адгезивную молекулу, участвующую в миграции лейкоцитов и ангиогенезе. Идеально подходит для исследований сосудистого воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD31/PECAM1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альасы	Cd31; Ресам; PECAM-1; CD31/PECAM1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5175
ID гена (мышь)	18613
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность аминокислот 630–738 белка CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Холодильный пакет