

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd31/Ресam1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P16284

Артикул: CM0002930



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD31/PECAM1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Детектирует CD31 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований адгезии эндотелиальных клеток, трансмиграции лейкоцитов и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD31/PECAM1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5175
ID гена	5175
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 630-738 CD31/PECAM1 (NP_000433.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция (фиксированные клетки), иммунофлуоресценция (парафиновые срезы), иммуногистохимия (парафиновые срезы), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16284
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом