

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd31/Ресам1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P - P16284

Артикул: CM0014836



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD31/PECAM1, подходящее для Вестерн-блоттинга, парафиновой иммуофлуоресценции и иммуногистохимии. Реагирует с человеческими и мышинной мишенями, поддерживая исследования миграции лейкоцитов, эндотелиальных соединений и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD31/PECAM1 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Вид	Человек
ID гена	5175
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16284
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка со льдом