

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd320 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Npf0

Артикул: CM0025332



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против CD320 (TCb1R/8D6 антиген), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Подходит для изучения дифференцировки, пролиферации В-клеток и захвата кобаламина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD320 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
Вид	Человек
ID гена	51293
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-229 человеческого CD320 (NP_057663.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NPF0
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом