


Поликлональные Антитела Против Cd324/Е-Кадгерина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09803

Артикул: CM0023352



введение

Кроличьи поликлоральные антитела, направленные против мышиногo CD324/Е-кадгерина, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим антигеном. Подходит для исследования клеточной адгезии, биологии эпителия и онкологических процессов. Белок с молекулярной массой 98 кДа. - P09803

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD324/Е-кадгерин, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; кадгерин-1; CD324/E-Cadherin
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	999
GeneID	12550
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-369 мышиногo CD324/Е-кадгерина (NP_033994.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09803
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом