


## Кроличье Поликлональное Антитело Polymab® Против Cd324/Е-Кадгерина Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P09803

Артикул: CM0009780



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD324/Е-кадгерин (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА в образцах мыши и крысы. Предсказанная молекулярная масса 98 кДа. UniProt: P09803.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело PolymAb® против CD324/Е-кадгерина                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM                                                                                                             |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 999                                                                                                                                            |
| GeneID                             | 12550                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 157-369 мышиного CD324/Е-Кадгерина (NP_033994.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА                                       |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                                    |
| SWISS                              | P09803                                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 98 кДа                                                                                                                                         |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                              |