


## Поликлональное Антитело Anti-Cd328 Для Wb, Elisa — Q9Y286

Артикул: CM0021593



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD328 (SIGLEC7), валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований ингибирующего рецептора естественных киллеров. Рекомбинантный иммуноген; перекрёстно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье поликлональное антитело к CD328                                                                                             |
| Примечания/синонимы          | p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1                                          |
| Вид                          | Человек                                                                                                                              |
| Идентификатор гена (человек) | 27036                                                                                                                                |
| Идентификатор гена           | 27036                                                                                                                                |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-144 человеческого CD328. (NP_055200.1). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                   | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрёстная реактивность    | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                        | Q9Y286                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка     | 51 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки             | Пакет со льдом                                                                                                                       |