


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd32A + Cd32B + Cd32C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P12318 / P31994 / P31995

Артикул: CM0003805



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческих CD32A, CD32B и CD32C. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Подходит для исследований рецепторов Fcγ и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CD32A + CD32B + CD32C
Примечания/Альтернативные названия	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
Вид	Человек
ID гена	2212/2213/9103
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12318/P31994/P31995
Молекулярная масса белка	35 кДа/34 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом