

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd33 Для Wb, Elisa - P20138

Артикул: CM0007357



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD33 (SIGLEC3), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Рекомбинантный иммуноген (aa 18-259). Идеально подходит для исследований миелоидных клеток и микроглии в области иммунологии и нейровоспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD33
Примечания/псевдонимы	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
Вид	Человек
ID гена (человек)	945
ID гена	945
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник