

Поликлональные Кроличьи Антитела К Cd33 Для Вб, Ифа - P20138

Артикул: CM0031059



введение

Поликлональные кроличьи антитела к CD33 специфически обнаруживают человеческий CD33 (Siglec-3) — миелоидный клеточный поверхностный антиген. Прошли валидацию для вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для исследований в области иммунологии и нейробиологии. Swiss-Prot: P20138.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD33 Кроличьи пкА
Примечания/Синонимы	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
ID гена (человек)	945
ID гена	945
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в диапазоне 265–364 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет