

Моноклональное Антитело Против Cd335/Nkrp46 Для If/Icc, Фц, Ифа - O76036

Артикул: CM0007480



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD335/NKp46, валидированное для применения в ИФ/ИЦК, проточной цитометрии и ИФА; направлено на рецептор 1 индукции естественной цитотоксичности на НК-клетках; идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD335/NKp46
Примечания/синонимы	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; рецептор 1 индукции естественной цитотоксичности
Вид	Человек
ID гена (человек)	9437
ID гена	9437
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-254 человеческого CD335/NKp46 (NP_004820.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦК, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O76036
Молекулярная масса белка	21кДа/22кДа/23кДа/32кДа/34кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом