

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cd335/Nkp46 Для Wb И Elisa - Q8C567

Артикул: CM0019538

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к мышиному CD335 (NKp46, Ly94), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходят для исследований цитотоксичности NK-клеток. Swiss-Prot: Q8C567.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CD335
Примечания/Синонимы	Ly94, NKp46, CD335
Вид	Мышь
GeneID	17086 (мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-255 мышиного CD335 (NP_034876.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8C567
Молекулярная масса белка	37 кДа
Транспортировка	На льду