


Моноклональное Антитело Против Cd337/Nkp30 Для If/Icc, Fc - O14931

Артикул: CM0005524



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD337/NKp30 (NCR3), валидированное для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения цитотоксичности естественных киллеров, опухолевого иммунного надзора и созревания дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD337/NKp30, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; естественный цитотоксичности индуцирующий рецептор 3
Вид	Человек
ID гена (человек)	259197
ID гена	259197
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислот 19-135 человеческого CD337/NKp30 (NP_667341.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярная масса белка	16кДа/17кДа/18кДа/19кДа/20кДа/21кДа
Доставка	Холодовая упаковка