

Моноклональное Антитело Anti-Cd34 Для If/Icc, Fc, Elisa — Q64314

Артикул: CM0006528

введение

Кроличье моноклональное антитело против CD34 мыши, идеально подходящее для IF/ICC, проточной цитометрии и ИФА в исследованиях гемопоэтических стволовых клеток. Это антитело помогает изучать клеточную адгезию и ранний гемопоэз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к CD34
Примечания/синонимы	CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	947
GeneID	12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–287 CD34 мыши (NP_598415.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q64314
Молекулярная масса белка	35 кДа/41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом