

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd34 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах (Ihc-P), Мультиплексной Иммуногистохимии (Mihc), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P28906

Артикул: CM0003540

Введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD34. Валидировано для WB, IHC-P, mIHC, ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований гемопоэтических стволовых и эндотелиальных клеток.

Узнать больше

| Параметр                           | Значение                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CD34 Кроличье mAb                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | CD34; молекула CD34; GIG3; MORT1                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 947                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 286-385 человеческого CD34 (P28906) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                            |
| Применение                         | WB, IHC-P, mIHC, ELISA                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                               |
| SWISS                              | P28906                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 41 кДа                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                  |