

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Cd34 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P28906

Артикул: CM0017782

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CD34, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяют человеческий CD34, маркер гемопоэтических клеток-предшественников, участвующий в клеточной адгезии. Идеальны для исследований стволовых клеток и эндотелия.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи pAb к CD34                                                                                                         |
| Примечания/Алиасы         | CD34; Молекула CD34; GIG3; MORT1                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 947                                                                                                                         |
| GeneID                    | 947                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 32-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                     |
| SWISS                     | P28906                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                           |