

## Моноклональное Антитело Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P28906

Артикул: CM0010291

### введение

Моноклональное антитело Anti-CD34 Rabbit PolymAb®, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека. Подходит для исследований гемопоэтических стволовых клеток и эндотелия, выявляет изоформы 41/35 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD34 Rabbit PolymAb®                                                                                                                 |
| Примечания/синоним        | CD34                                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 947                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-290 человеческого CD34 (NP_001020280.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P28906                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа/35 кДа                                                                                                                        |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |