

Моноклональное Антитело Против Cd352/Slamf6 Для Проточной Цитометрии — Q96Du3

Артикул: CM0010575



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому CD352/SLAMF6 для проточной цитометрии. Направлено на члена семейства SLAM 6 — рецептор иммунных клеток, участвующий в врожденном и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАнтитело к человеческому CD352/SLAMF6
Примечания/синонимы	SLAMF6; CD352; KALI; KAL1b; Ly108; NTB-A; NTB-A; SF2000; член семейства SLAM 6
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	114836
ID гена	114836
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-215 человеческого CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа/37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом