

Моноклональное Антитело Anti-Cd352/Slamf6 Для Wb, Ihc-P, Fc, Elisa — Q96Du3

Артикул: CM0006337



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD352/SLAMF6 (член семейства SLAM 6), подходящее для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), проточной цитометрии и ELISA. Определяет изоформы 24 и 37 кДа. Полезно для изучения активации NK-клеток и дифференцировки Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD352/SLAMF6
Примечания/синонимы	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTB-A; SF2000; член семейства SLAM 6; CD352/SLAMF6
Вид	Человек
GeneID (человек)	114836
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–215 человеческого CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа/37 кДа
Условия транспортировки	Хладагент