

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd352/Slamf6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ифа - Q9Et39

Артикул: CM0009073

введение

Кроличье моноклональное антитело, полученное с использованием рекомбинантного белка, направленное против мышиногo CD352/SLAMF6 (Ly108). Разработано для WB, IF-P, ИФА. Идеально подходит для анализа сигналинга семейства SLAM, активации лимфоцитов и иммунной регуляции в гемопоэтических клетках мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD352/SLAMF6 кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	114836
GeneID	30925
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-235 мышиногo CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9ET39
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом