

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd352/Slamf6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96Du3

Артикул: CM0007633



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD352/SLAMF6 (член семейства SLAM 6), валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует полосу 24/37 кДа. Идеально для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD352/SLAMF6 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Вид	Человек
GeneID	114836
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-215 человеческого CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96DU3
Молекулярная масса белка	24 кДа/37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом