

Моноклональное Антитело Anti-Cd353/Slamf8 Для Проточной Цитометрии - Q9P0V8

Артикул: CM0010428

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против человеческого SLAMF8 (CD353, BLAME) для проточной цитометрии. Исследуйте сигнальный путь В-клеточного рецептора и линейную дифференцировку с помощью надежных реагентов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Rabbit anti-Human CD353/SLAMF8 mAb
Примечания/Псевдоним	BLAME; CD353; SBBI42
Вид	Человек
ID гена	56833
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-123 человеческого CD353/SLAMF8 (NP_064510.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P0V8
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	С ледяным пакетом