


Моноклональное Антитело Против Cd355/Crtam Для Проточной Цитометрии - O95727

Артикул: CM0004345



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD355/CRTAM для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека. Подходит для исследований активации и дифференцировки Т-клеток, а также цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого CD355/CRTAM
Примечания/Псевдоним	CD355
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56253
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-287 человеческого CD355/CRTAM (NP_062550.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95727
Молекулярный вес белка	22 кДа/44 кДа
Доставка	Сумка со льдом