


Кроличья Моноклональная Антитела К Anti-Cd355/Crtam Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O95727

Артикул: CM0007428



введение

Кроличья моноклональная антитела к CD355/CRTAM от CamelBio, валидированная для Вестерн-блота, IF/ICC, проточной цитометрии и ELISA. Реактивна к человеческому CRTAM — молекуле клеточной адгезии, регулирующей иммунитет Т-клеток и NK-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к CD355/CRTAM
Примечания/Псевдонимы	CD355; CD355/CRTAM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56253
ID гена	56253
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-287 человеческого CD355/CRTAM (NP_062550.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95727
Молекулярная масса белка	22 кДа/44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом